


Alecto

BC20
Instruktionsmanual

VIGTIGE BRUGERTIPS

KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG - LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG



1. Temperatursensor
2. LCD-skærm
3. Tænd/sluk-knap



Visning af temperatur



Visning af temperaturhukommelse



Batteriindikation

Introduktion

Dette Alecto BC20-termometer er et digitalt termometer, der er udviklet til at tage din temperatur så enkelt og præcist som muligt. De digitale termometre er beregnet til at måle den menneskelige kropstemperatur i almindelig tilstand oralt, rektalt og under armen. Og enhederne kan genbruges til klinisk brug eller hjemmebrug på mennesker i alle aldre, herunder børn under 8 år under opsyn af en voksen. For at få de mest pålidelige resultater skal disse instruktioner følges nøjagtigt. For at få den mest nøjagtige temperaturlæsning anbefaler vi at bruge termometeret rektalt. Selv om den generelt accepterede »normale« temperatur er 37,0 °C, kan kropstemperaturen variere fra 36,1 °C til 37,2 °C. Svingninger i temperaturen kan skyldes aktiviteter som sport, rygning, spising og drikke og afhænger også af den del af kroppen, hvor temperaturen tages. Ved oral måling er kropstemperaturen generelt 0,5 °C lavere end ved rektal måling, mens en temperatur målt under armhulen er 1,0 °C lavere. Din temperatur er lavere om morgenen end om aftenen.

Specifications

Temperaturområde	32,0°C - 42,9°C
Nøjagtighed	±0,1°C for 35,5°C~42,0°C ved 18°C~28°C omgivelserdrift ±0,2 °C for andre måleområder og omgivelsesdrift
Hukommelse	Til lagring af den sidst målte værdi
Batteri	1x 1,5 V DC. Knapbatteri (størrelse LR41 eller SR41, UCC 392)
Batteriets levetid	Ca. 200 timers kontinuerlig drift eller 1 år med 3 målinger om dagen
Dimension	13,9 x 2,3 x 1,3 cm (L x B x H)
Vægt	Ca. 13 gram inkl. batteri
Forventet levetid	3 år
Omgivende driftsområde	Temperatur: 5°C~40°C Relativ luftfugtighed: 15%~95% RH Atmosfærisk tryk: 700hPa ~ 1060hPa
Opbevarings- og transportforhold	Temperatur: -20°C~55°C Relativ luftfugtighed: 15%~95%RH Atmosfærisk tryk: 700hPa ~ 1060hPa
Klassificering af indtrængningsbeskyttelse	IP27, Det første nummer 2: Beskyttet mod faste fremmedlegemer på 12,5 mm og derover. Det andet nummer 7: Beskyttet mod virkningerne af midlertidig nedsækning i vand.
Klassificering	Type BF


Måling af din temperatur

1. Tryk én gang på ON/OFF-tasten for at aktivere termometeret. Du vil høre et bip.
2. Displayet viser efter hinanden: '188,8°C' den sidst målte temperatur '37,0' (til intern kalibrering) 'LO' og blinkende '°C' (*)
3. Placer termometeret i den valgte kropsdel for at måle din temperatur.
4. Når du hører et bip (efter ca. 10 sekunder), er din temperatur registreret.
 - Hvis din kropstemperatur er normal, vil du høre 10 bip.
 - Hvis din kropstemperatur er over normal ($\geq 37,8$ °C), hører du 10x3 bip.
5. Tryk på ON/OFF-tasten for at slukke for termometeret. (Termometeret slukker automatisk efter ca. 10 minutter).

*: Hvis rumtemperaturen er højere end 32,0 °C, vises rumtemperaturen i stedet for »Lo«.

Måling under tungen:

Placer termometeret under tungen, så langt tilbage som muligt til venstre eller højre. En temperatur målt under tungen er ca. 0,5 °C lavere end ved rektal måling.



Måling under armen:

Sørg for, at armhulen er tør, og placer termometeret under armen. Sensoren skal røre ved huden. Hold armen krydset foran brystet. En temperatur taget under tungen er ca. 1,0 °C lavere end ved rektal måling.

Rektal måling

Før termometersensoren forsigtigt ind (maks. 1,25 cm).

Fejlfinding

Error Message	Problem	Løsning
Lo	Den målte temperatur er lavere end 32,0°C	Sluk, vent et minut, og tag en ny temperatur via tæt kontakt og tilstrækkelig
Hi	Den målte temperatur er højere end 42,9°C	Sluk, vent et minut og tag en ny temperatur via tæt kontakt og tilstrækkelig
Err	Systemet fungerer ikke korrekt	Tag batteriet ud, vent 1 minut, og sæt det i igen. Hvis meddelelsen vises igen, skal du kontakte forhandleren for at få service.
	Dødt batteri: Batteriikonet blinker, kan ikke måles	Batteriet kan ikke udskiftes. Udskift venligst hele termometeret.

Opbevaring og rengøring

Rengør termometret før og efter brug med en blød klud og alkohol eller koldt sæbevand. Termometret kan kortvarigt nedsænkes i vand eller alkohol (må ikke lægges i blød eller steriliseres). Opbevar termometret i den særlige kuffert.

CE

Overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på:
https://commaxx-certificates.com/doc/bc20_doc.pdf

Bortskaffelse af enheden



Ved afslutningen af produktets livscyklus må du ikke smide dette produkt i det almindelige husholdningsaffald, men skal bringe produktet til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

Advarsler:

- Læs instruktionerne grundigt, før du bruger det digitale termometer.
- Fare for kvælning: Termometerhætten og batteriet kan være dødelige, hvis de sluges. Lad ikke børn bruge denne enhed uden forældrenes opsyn.
- Brug ikke termometeret i øret. Det er kun beregnet til måling i munden, endetarmen og armhulen (axillen).
- Anbring ikke termometerets batteri i nærheden af ekstrem varme, da det kan eksplodere.
- Fjern batteriet fra enheden, når den ikke skal bruges i længere tid.
- Det er farligt at bruge temperaturmålinger til selvdiagnosticering. Kontakt din læge for at få en fortolkning af resultaterne. Selvdiagnosticering kan føre til forværring af eksisterende sygdomstilstande.
- Forsøg ikke at måle, når termometeret er vådt, da det kan resultere i unøjagtige målinger.
- Bid ikke i termometeret. Det kan føre til brud og/eller skader.
- Forsøg ikke at adskille eller reparere termometeret. Det kan resultere i unøjagtige målinger.
- Desinficer termometeret efter hver brug, især hvis det bruges af mere end én person.
- Tving ikke termometeret ind i endetarmen. Stop indføringen, og afbryd målingen, hvis der opstår smerter. Hvis du ikke gør det, kan det føre til skader.
- Brug ikke termometeret oralt efter at have været brugt rektalt.
- Børn på to år eller derunder må ikke bruge enheden oralt.
- Hvis enheden har været opbevaret ved temperaturer over 5 °C ~ 40 °C, skal du lade den stå i 5 °C ~ 40 °C omgivelsestemperatur i ca. 15 minutter, før du bruger den.
- Brug af dette udstyr ved siden af eller stablet sammen med andet udstyr bør undgås, da det kan resultere i ukorrekt drift. Hvis en sådan brug er nødvendig, skal dette udstyr og det andet udstyr observeres for at sikre, at de fungerer normalt.
- BÆRBART RF-kommunikationsudstyr (inklusive perifert udstyr såsom antennekabler og eksterne antenner) må ikke anvendes tættere end 30 cm (12 tommer) på nogen del af [ME EQUIPMENT eller ME SYSTEM], inklusive kabler, der er specificeret af PRODUCENTEN. I modsat fald kan det resultere i en forringelse af dette udstyrs ydeevne.
- Det er ikke beregnet til brug i iltrige omgivelser og ved tilstedeværelse af brandfarlige anæstesiblandinger med luft, ilt eller lattergas.

- Termometeret må ikke placeres i direkte sollys eller med vat, da det ellers vil påvirke nøjagtigheden.
- ME-udstyr må ikke rengøres og desinficeres, mens det er i brug.
- Enhver alvorlig hændelse, der er sket i forbindelse med udstyret, skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

Garanti

For Alecto BC20-termometeret har du en garanti på 24 måneder fra købsdatoen. I denne periode garanterer vi gratis reparation af defekter forårsaget af materiale- og fabrikationsfejl. Alt dette er underlagt importørens endelige vurdering.

HÅNDTERING: Hvis du opdager en defekt, skal du først læse brugervejledningen. Kontakt leverandøren af dette termometer, eller kontakt Alectos kundeservice via internettet www.alecto.nl

BORTFALDER GARANTIEN: I tilfælde af forkert brug, forkerte tilslutninger, utætte og/eller forkert installerede batterier, brug af uoriginale dele eller tilbehør, uagtsomhed og i tilfælde af defekter forårsaget af fugt, brand, oversvømmelse, lynnedslag og naturkatastrofer. I tilfælde af uautoriserede ændringer og/eller reparationer udført af tredjeparter. I tilfælde af forkert transport af enheden uden tilstrækkelig emballage, og når enheden ikke er ledsaget af dette garantikort og købsbevis. Alt yderligere ansvar, især vedrørende følgeskader, er udelukket.

Erklæring om overensstemmelse

Commax erklærer hermed, at radioudstyrstypen Alecto BC20 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:
https://commaxx-certificates.com/doc/bc20_doc.pdf

JOYTECH Healthcare Co, Ltd. No.365, Wuzhou Road, 311100 Hangzhou, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA. Model DMT4320.

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eifflstrasse 80, 20537 EC REP Hamburg, Tyskland

Produktet er i overensstemmelse med kravene i MDR(EU)2017/745, »0123« er identifikationsnummeret på det bemyndigede organ.

Importeret af: Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Holland



Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NC
Kerkrade, The Netherlands



Service / Help ?
support.alectobaby.nl
www.alecto.nl

Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NC
Kerkrade, The Netherlands



Service / Help ?
support.alectobaby.nl
www.alecto.nl

