


Alecto

BC20
Manuel d'instruction

CONSEILS D'UTILISATION IMPORTANTS

USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT - LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION



1. Capteur de température
2. Écran LCD
3. Bouton marche/arrêt



Affichage de la température



Affichage de la mémoire de la température



Indication de la batterie

Introduction

Le thermomètre Alecto BC20 est un thermomètre numérique conçu pour prendre votre température de la manière la plus simple et la plus précise possible. Les thermomètres numériques sont destinés à mesurer la température du corps humain en mode régulier par voie orale, rectale et sous le bras. Les appareils sont réutilisables pour un usage clinique ou domestique sur des personnes de tous âges, y compris les enfants de moins de 8 ans sous la surveillance d'un adulte. Afin d'obtenir les résultats les plus fiables, ces instructions doivent être suivies avec précision. Pour une prise de température la plus précise possible, nous recommandons d'utiliser le thermomètre par voie rectale. Bien que la température « normale » généralement admise soit de 37,0°C, la température corporelle peut varier de 36,1°C à 37,2°C. Les fluctuations de température peuvent être dues à des activités telles que le sport, le tabagisme, l'alimentation et la boisson, et dépendent également de la partie du corps où la température est prise. La température corporelle mesurée par voie orale est généralement inférieure de 0,5°C à celle mesurée par voie rectale, tandis que la température mesurée sous l'aisselle est inférieure de 1,0°C. La température est plus basse le matin que le soir.

Specifications

Plage de température	32.0°C - 42.9°C
Précision	±0,1°C pendant 35,5°C~42,0°C à 18°C~28°C plage de fonctionnement ambiante ±0,2°C pour d'autres mesures et plage de fonctionnement ambiante
Mémoire	Pour mémoriser la dernière valeur mesurée
Batterie	1x 1,5 V DC. Pile bouton (taille LR41 ou SR41, UCC 392)
Durée de vie de la batterie	Environ 200 heures de fonctionnement continu ou 1 an avec 3 mesures par jour
Dimensions de l'appareil	13,9 x 2,3 x 1,3 cm (L x L x H)
Poids	Environ 13 grammes, batterie comprise
Durée de vie prévue	3 ans
Plage de fonctionnement ambiante	Température : 5°C~40°C Humidité relative : 15%~95% RH Pression atmosphérique : 700hPa ~ 1060hPa
Conditions de stockage et de transport état	Température : -20°C~55°C Humidité relative : 15%~95%HR Pression atmosphérique : 700hPa ~ 1060hPa
Indice de protection contre les agressions	IP27, Le premier num.2:Protégé contre les corps étrangers solides de 12,5 mm et plus. Le second num.7:Protégé contre les effets de l'immersion temporaire dans l'eau.
Classification	Type BF

Mesure de la température


- Appuyez une fois sur la touche ON/OFF pour activer le thermomètre. Vous entendez un bip.
- L'écran affiche successivement : '188,8°C' la dernière température mesurée '37,0' (pour l'étalonnage interne) 'LO' et '°C' clignotant (*).
- Placez le thermomètre dans la partie du corps choisie pour mesurer votre température.
- Lorsque vous entendez des bips (dans environ 10 secondes), votre température a été enregistrée.
 - Si votre température corporelle est normale, vous entendrez 10 bips.
 - si votre température corporelle est supérieure à la normale (≥37,8°C), vous entendrez 10x3 bips.
- Appuyez sur la touche ON/OFF pour éteindre le thermomètre. (Le thermomètre s'éteint automatiquement après environ 10 minutes).

* : Si la température ambiante est supérieure à 32,0°C, la température ambiante s'affiche à la place de « Lo ».

Mesure sous la langue :

Placez le thermomètre sous la langue, aussi loin que possible vers la gauche ou la droite.

La température prise sous la langue est inférieure d'environ 0,5°C à la température prise par voie rectale.



Mesure sous le bras :

Assurez-vous que l'aisselle est sèche et placez le thermomètre sous le bras. Le capteur doit toucher la peau. Gardez le bras croisé devant la poitrine.

La température prise sous la langue est inférieure d'environ 1,0°C à la température prise par voie rectale.

Mesure par voie rectale

Insérez doucement la sonde du thermomètre (maximum 1,25 cm).

Résolution des problèmes

Erreur Message	Problème	Solution
Lo	La température relevée est inférieure à 32.0°C	Éteindre, attendre une minute et prendre une nouvelle température par un contact étroit et suffisant.
Hi	La température relevée est supérieure à 42.9°C	Éteindre, attendre une minute et prendre une nouvelle température par un contact étroit et suffisant.
Err	Le système ne fonctionne pas correctement	Déchargez la batterie, attendez une minute et réalimentez-la. Si le message réapparaît, contactez le revendeur pour une intervention.
	Pile déchargée : l'icône de la pile clignote, ne peut être mesurée.	La pile ne peut pas être remplacée. Veuillez remplacer le thermomètre complet.

Stockage et nettoyage

Nettoyez le thermomètre avant et après utilisation, à l'aide d'un chiffon doux et d'alcool ou d'eau froide savonneuse. Le thermomètre peut être brièvement immergé dans l'eau ou l'alcool (ne pas le tremper ni le stériliser). Ranger le thermomètre dans son étui spécial.

CE

La déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante : https://commaxx-certificates.com/doc/bc20_doc.pdf

Mise au rebut de l'appareil



À la fin du cycle de vie du produit, vous ne devez pas jeter ce produit dans les ordures ménagères normales, mais l'apporter à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

Avertissements :

- Lire attentivement les instructions avant d'utiliser le thermomètre numérique.
- Risque d'étouffement : Le capuchon et la pile du thermomètre peuvent être mortels en cas d'ingestion. Ne pas laisser les enfants utiliser cet appareil sans surveillance parentale.
- Ne pas utiliser le thermomètre dans l'oreille. Le thermomètre est conçu pour des mesures orales, rectales et sous l'aisselle (axillaire) uniquement.
- Ne pas placer la pile du thermomètre à proximité d'une source de chaleur extrême, car elle pourrait exploser.
- Retirer la pile de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- L'utilisation des relevés de température à des fins d'autodiagnostic est dangereuse. Consultez votre médecin pour l'interprétation des résultats. L'autodiagnostic peut conduire à l'aggravation de maladies existantes.
- N'essayez pas de prendre des mesures lorsque le thermomètre est mouillé, car les résultats risquent d'être inexacts.
- Ne pas mordre le thermomètre. Vous risqueriez de le casser et/ou de vous blesser.
- Ne pas essayer de démonter ou de réparer le thermomètre. Cela pourrait fausser les résultats.
- Après chaque utilisation, désinfectez le thermomètre, surtout s'il est utilisé par plusieurs personnes.
- Ne forcez pas le thermomètre dans le rectum. Arrêtez l'insertion et interrompez la mesure en cas de douleur. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.
- Ne pas utiliser le thermomètre par voie orale après l'avoir utilisé par voie rectale.
- Pour les enfants âgés de deux ans ou moins, n'utilisez pas les dispositifs par voie orale.
- Si l'appareil a été stocké à des températures supérieures à 5°C~40°C, laissez-le à une température ambiante de 5°C~40°C pendant environ 15 minutes avant de l'utiliser.
- L'utilisation de cet appareil à côté ou empilé avec d'autres appareils doit être évitée car elle pourrait entraîner un mauvais fonctionnement. Si une telle utilisation est nécessaire, cet équipement et l'autre équipement doivent être observés pour vérifier qu'ils fonctionnent normalement.
- Les équipements de communication RF portables (y compris les périphériques tels que les câbles d'antenne et les antennes externes) ne doivent pas être utilisés à moins de 30 cm de toute partie du [ME EQUIPMENT ou ME SYSTEM], y compris les

câbles spécifiés par le FABRICANT. Dans le cas contraire, les performances de cet équipement risquent de se dégrader.

- Il n'est pas destiné à être utilisé dans un environnement riche en oxygène et en présence d'un mélange anesthésique inflammable avec de l'air, de l'oxygène ou de l'oxyde nitreux.
- Ne placez pas le thermomètre à la lumière directe du soleil ou avec du coton, sous peine d'en altérer la précision.
- L'équipement ME ne doit pas être nettoyé ni désinfecté pendant son utilisation.
- Tout incident grave lié au dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Warranty

Le thermomètre Alecto BC20 bénéficie d'une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat. Pendant cette période, nous garantissons la réparation gratuite des défauts causés par des erreurs de matériel et de fabrication. Tout ceci est soumis à l'évaluation finale de l'importateur.

COMMENT MANIER L'APPAREIL : Si vous constatez un défaut, consultez d'abord le manuel d'utilisation. Veuillez contacter le fournisseur de ce thermomètre ou contacter le service clientèle d'Alecto via l'Internet www.alecto.nl.

LA GARANTIE DEVIENT NULLE ET NON AVENUE : En cas d'utilisation impropre, de connexions incorrectes, de piles qui fuient et/ou qui sont mal installées, d'utilisation de pièces ou d'accessoires non originaux, de négligence et en cas de défauts causés par l'humidité, le feu, l'inondation, la foudre et les catastrophes naturelles. En cas de modifications et/ou de réparations non autorisées effectuées par des tiers. En cas de transport incorrect de l'appareil sans emballage adéquat et lorsque l'appareil n'est pas accompagné de la présente carte de garantie et de la preuve d'achat. Toute autre responsabilité, notamment en ce qui concerne les dommages indirects, est exclue.

Déclaration de conformité

Par la présente, Commaxx déclare que l'équipement radio de type Alecto BC20 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante : https://commaxx-certificates.com/doc/bc20_doc.pdf

JOYTECH Healthcare Co. No.365, Wuzhou Road,311100 Hangzhou, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA. Modèle DMT4320.

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eifflstrasse 80, 20537 EC REP Hamburg, Allemagne

Le produit est conforme aux exigences du MDR(EU)2017/745, « 0123 » est le numéro d'identification de l'organisme de notification.

Importé par : Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Pays-Bas



Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NC
Kerkrade, The Netherlands



Service / Help ? www.alecto.nl
support.alectobaby.nl

Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NC
Kerkrade, The Netherlands



Service / Help ? www.alecto.nl
support.alectobaby.nl

