


Alecto

BC20

Használati utasítás

FONTOS FELHASZNÁLÓI TIPPEK

CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA - HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES HASZNÁLATI UTASÍTÁST



1. Hőmérséklet érzékelő
2. LCD kijelző
3. Be/ki gomb



Hőmérséklet kijelző



Hőmérséklet memória kijelző



Akkumulátor kijelzés

Bevezetés

Ez az Alecto BC20 hőmérő egy digitális hőmérő, amelyet arra fejlesztettek ki, hogy a lehető legegyszerűbben és legpontosabban mérje a hőmérsékletet. A digitális hőmérők az emberi testhőmérséklet mérésére szolgálnak normál üzemmódban szájon át, végbélbe és a hónalj alatt. A készülékek pedig újrafelhasználhatóak klinikai vagy otthoni használatra minden korosztály számára, beleértve a 8 év alatti gyermekeket is, felnőtt felügyelete mellett. A legmegbízhatóbb eredmények elérése érdekében ezeket az utasításokat pontosan be kell tartani. A legpontosabb hőmérés érdekében javasoljuk, hogy a hőmérőt rektálisan használja. Bár az általánosan elfogadott „normális” hőmérséklet 37,0°C, a testhőmérséklet 36,1°C és 37,2°C között változhat. A hőmérséklet ingadozását okozhatják olyan tevékenységek, mint a sportolás, a dohányzás, az evés és ivás, és attól is függ, hogy a test mely részén mérjük a hőmérsékletet. Szájon át történő méréskor a testhőmérséklet általában 0,5°C-kal alacsonyabb, mint rektálisan történő méréskor, míg a hónalj alatt mért hőmérséklet 1,0°C-kal alacsonyabb. Az Ön hőmérséklete reggel alacsonyabb, mint este.

Műszaki adatok

Hőmérséklet-tartomány	32,0°C - 42,9°C
Pontosság	±0,1°C 35,5°C~42,0°C hőmérsékleten 18°C~28°C környezeti hőmérsékleten történő működés esetén ±0,2°C más mérési tartományok és környezeti működés esetén
Memória	Az utolsó mért érték tárolásához
Akkumulátor	1x 1,5 V DC. Gombelem (méret LR41 vagy SR41, UCC 392)
Az akkumulátor élettartama	Kb. 200 óra folyamatos működés vagy 1 év napi 3 mérés mellett
Méret	13,9 x 2,3 x 1,3 cm (L x Sz x K)
Súly	Kb. 13 gramm, akkumulátorral együtt
Várható élettartam	3 év
Környezeti működési tartomány	Hőmérséklet: HŐMÉRSÉKLET: 5°C~40°C Relatív páratartalom: 15%~95% RH Légköri nyomás : 700hPa ~ 1060hPa
Tárolási és szállítási feltételek	Hőmérséklet: -20°C~55°C Relatív páratartalom: 15% ~ 95% RH Légköri nyomás : 700hPa ~ 1060hPa
Behatolásvédelmi besorolás	IP27, Az első szám.2: Védett a 12,5 mm-es és nagyobb szilárd idegen tárgyakkal szemben. A második szám.7: Védett az ideiglenes vízbe merülés hatásaival szemben.
Besorolás	BF típus


A hőmérséklet mérése

1. A hőmérő bekapcsolásához nyomja meg egyszer az ON/OFF gombot. Egy hangjelzést fog hallani.
2. A kijelzőn egymás után megjelenik: „188,8°C” az utoljára mért hőmérséklet „37,0” (belső kalibráláshoz) „LO” és villogó „°C” (*).
3. Helyezze a hőmérőt a kiválasztott testrésze a hőmérséklet méréséhez.
4. Amikor hangjelzéseket hall (kb. 10 másodperc múlva), a hőmérséklet rögzítése megtörtént.
 - Ha a testhőmérséklete normális, akkor 10 hangjelzést hall majd.
 - ha a testhőmérséklete a normál érték felett van (≥37,8 °C), akkor 10x3 hangjelzést hall.
5. A hőmérő kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot. (A hőmérő kb. 10 perc elteltével automatikusan kikapcsol).

*: Ha a szobahőmérséklet magasabb, mint 32,0°C, a 'Lo' helyett a szobahőmérséklet jelenik meg.

Mérés a nyelv alatt:

Helyezze a hőmérőt a nyelv alá, a lehető leghátulra, balra vagy jobbra.
A nyelv alatt mért hőmérséklet kb. 0,5 °C-kal alacsonyabb, mint a rektálisan mért hőmérséklet.



Mérés a kar alatt:

Cyőződjön meg róla, hogy a hónalj száraz, és helyezze a hőmérőt a hónalj alá. Az érzékelőnek hozzá kell érnie a bőrhöz. Tartsa a karját keresztben a mellkasa előtt.
A nyelv alatt mért hőmérséklet kb. 1,0°C-kal alacsonyabb, mint a rektálisan mért hőmérséklet.

Rektális mérés

Óvatosan helyezze be a hőmérő érzékelőjét (legfeljebb 1,25 cm).

Hibaelhárítás

Hibaüzenet	Probléma	Megoldás
Lo	A mért hőmérséklet alacsonyabb, mint 32,0°C	Kapcsolja ki, várjon egy percet, és mérje meg az új hőmérsékletet szoros érintkezés és elegendő
Hi	A mért hőmérséklet magasabb, mint 42,9°C	Kapcsolja ki, várjon egy percet, és mérjen új hőmérsékletet szoros érintkezéssel és elegendő mennyiségű vízzel
Err	A rendszer nem működik megfelelően	Vegye le az akkumulátort, várjon 1 percet, majd töltsé újra. Ha az üzenet ismét megjelenik, forduljon a kereskedőhöz szervizelés céljából.
	Lemerült akkumulátor: Az akkumulátor ikon villog, nem mérhető.	Az akkumulátor nem cserélhető ki. Kérjük, cserélje ki a teljes hőmérőt.

Tárolás és tisztítás

A hőmérőt használat előtt és után puha ruhával és alkohollal vagy hideg szappanos vízzel tisztítsa meg. A hőmérő rövid időre vízbe vagy alkoholba meríthető (nem szabad áztatni vagy sterilizálni). Tárolja a hőmérőt a speciális tokban.

CE

A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a https://commaxx-certificates.com/doc/bc20_doc.pdf weboldalon.

A készülék ártalmatlanítása



A termék életciklusának végén ne dobja ezt a terméket a normál háztartási szemétkbe, hanem vigye el a terméket az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre.

Figyelmeztetések:

- A digitális hőmérő használata előtt alaposan olvassa el a használati utasítást.
- Fulladásveszély: A hőmérő kupakja és az elem lenyelése halálos lehet. Ne engedje, hogy a gyermekek szülői felügyelet nélkül használják ezt a készüléket.
- Ne használja a hőmérőt a fülben. Kizárólag orális, rektális és hónalj (hónalj) mérésekre szolgál.
- Ne tegye a hőmérő elemét extrém meleg közelébe, mert felrobbanhat.
- Vegye ki az elemet a készülékből, ha hosszabb ideig nem használja.
- A hőmérő leolvasás öndiagnosztikára való használata veszélyes. Az eredmények értelmezéséhez forduljon orvosához. Az öndiagnózis a meglévő betegségállapotok súlyosbodásához vezethet.
- Ne próbálkozzon mérésekkel, ha a hőmérő nedves, mert pontatlan leolvasásokat eredményezhet.
- Ne harapdálja meg a hőmérőt. Ez töréshez és/vagy sérüléshez vezethet.
- Ne kísérelje meg a hőmérő szétszerelését vagy javítását. Ez pontatlan mérési eredményeket eredményezhet.
- Minden használat után fertőtlenítse a hőmérőt, különösen abban az esetben, ha a készüléket egynél több személy használja.
- Ne nyomja be erővel a hőmérőt a végbélbe. Fájdalom esetén hagyja abba a behelyezést és szakítsa meg a mérést. Ennek elmulasztása sérüléshez vezethet.
- Ne használja a hőmérőt szájon át, miután rektálisan használta.
- Kétéves vagy annál fiatalabb gyermekek esetében kérjük, ne használja az eszközöket szájon át.
- Ha a készüléket 5°C~40°C feletti hőmérsékleten tárolták, használat előtt kb. 15 percig hagyja 5°C~40°C környezeti hőmérsékleten.
- Kerülni kell a készülék más készülék mellett vagy más készülékkel egymásra helyezve történő használatát, mert ez nem megfelelő működést eredményezhet. Ha ilyen használatra van szükség, ezt a berendezést és a többi berendezést meg kell figyelni, hogy meggyőződjenek arról, hogy rendesen működnek.
- A hordozható rádiófrekvenciás kommunikációs berendezéseket (beleértve a periferiákat, mint például az antennakábeleket és a külső antennákat) nem szabad 30 cm-nél (12 hüvelyknél) közelebb használni az [ME-berendezés vagy ME-rendszer] bármely részéhez, beleértve a gyártó által meghatározott kábeleket is. Ellenkező esetben a berendezés teljesítményének romlása következhet be.
- A készülék nem használható oxigénben gazdag környezetben és levegővel, oxigénnel vagy dinitrogén-oxiddal gyúlékony érzéstelenítő keverék jelenlétében.

- Ne tegye a hőmérőt közvetlen napfénybe vagy vattával együtt, különben a pontosságot befolyásolja.
- Az ME készüléket használat közben nem szabad tisztítani és fertőtleníteni.
- Az eszközzel kapcsolatban bekövetkezett minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának.

Garancia

Az Alecto BC20 hőmérőre a vásárlástól számított 24 hónap garancia vonatkozik. Ezen időszak alatt garantáljuk az anyag- és kivitelezési hibákból eredő meghibásodások ingyenes javítását. Mindez az importőr végső értékelésének függvénye.

HOGYAN KEZELJÜK: Ha bármilyen hibát észlel, először olvassa el a használati útmutatót. Kérjük, forduljon a hőmérő szállítójához, vagy vegye fel a kapcsolatot az Alecto ügyfélszolgálatával az interneten keresztül a www.alecto.nl címen.

A GARANCIA ÉRVÉNYÉT VESZTI: Nem megfelelő használat, helytelen csatlakoztatás, szivárgó és/vagy helytelenül beszerelt akkumulátorok, nem eredeti alkatrészek vagy tartozékok használata, gondatlanság, valamint nedvesség, tűz, árvíz, villámcsapás és természeti katasztrófák által okozott meghibásodás esetén. Harmadik fél által végzett, nem engedélyezett módosítások és/vagy javítások esetén. A készülék nem megfelelő csomagolás nélküli, helytelen szállítása esetén, valamint ha a készülékhez nem mellékeltek ezt a jótállási jegyet és a vásárlást igazoló bizonylatot. Minden további felelősség, különösen a következményes károk tekintetében, kizárt.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Commax ezennel kijelenti, hogy az Alecto BC20 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: https://commaxx-certificates.com/doc/bc20_doc.pdf.

JOYTECH Healthcare Co., Ltd. No.365, Wuzhou Road, 311100 Hangzhou, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA. Modell DMT4320.

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eifflstrasse 80, 20537 EC REP Hamburg, Németország

A termék megfelel az MDR(EU)2017/745 követelményeinek, a „0123” a bejelentő szervezet azonosító száma.

Behozta: A következő személy: Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Hollandia



Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NC
Kerkrade, The Netherlands



Service / Help ?
support.alectobaby.nl
www.alecto.nl

Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NC
Kerkrade, The Netherlands



Service / Help ?
support.alectobaby.nl
www.alecto.nl

