


Alecto

BC20
Gebruiksaanwijzing

BELANGRIJKE GEBRUIKERSTIPS

ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK - LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK



1. Temperatuursensor
2. LCD-scherm
3. Aan/uit-knop



Temperatuurweergave



Temperatuurgeheugenweergave



Batterij-indicatie

Inleiding

Deze Alecto BC20 thermometer is een digitale thermometer die ontwikkeld is om je temperatuur zo eenvoudig en nauwkeurig mogelijk op te nemen. De digitale thermometers zijn bedoeld om de menselijke lichaamstemperatuur te meten in de normale modus oraal, rectaal en onder de arm. En de apparaten zijn herbruikbaar voor klinisch of thuisgebruik bij mensen van alle leeftijden, inclusief kinderen jonger dan 8 jaar onder toezicht van een volwassene. Om de meest betrouwbare resultaten te krijgen, moeten deze instructies nauwkeurig worden opgevolgd. Voor de meest nauwkeurige temperatuurmeting raden we aan de thermometer rectaal te gebruiken. Hoewel de algemeen aanvaarde 'normale' temperatuur 37,0°C is, kan de lichaamstemperatuur variëren van 36,1°C tot 37,2°C. Temperatuurschommelingen kunnen het gevolg zijn van activiteiten zoals sporten, roken, eten en drinken, en zijn ook afhankelijk van het deel van het lichaam waar de temperatuur wordt gemeten. Bij een orale meting is de lichaamstemperatuur meestal 0,5°C lager dan bij een rectale meting, terwijl een temperatuur onder de oksel 1,0°C lager is. Je temperatuur is 's ochtends lager dan 's avonds.

Specificaties

Temperatuurbereik	32,0°C - 42,9°C
Nauwkeurigheid	±0,1°C bij 35,5°C~42,0°C bij 18°C~28°C omgevingsbedrijf ±0,2°C voor andere metingen en omgevingsbedrijf
Geheugen	Voor het opslaan van de laatste gemeten waarde
Batterij	1x 1,5 V DC. Knoopbatterij (maat LR41 of SR41, UCC 392)
Levensduur batterij	Ca. 200 uur continue werking of 1 jaar met 3 metingen per dag
Afmeting	13.9 x 2.3 x 1.3 cm (L x W x H)
Gewicht	Ca. 13 gram incl. batterij
Verwachte levensduur	3 jaar
Omgeving	Temperatuur: 5°C~40°C Relatieve vochtigheid: 15%~95% RH Atmosferische druk: 700hPa ~ 1060hPa
Opslag en transport conditie	Temperatuur: -20°C~55°C Relatieve vochtigheid: 15%~95%RH Atmosferische druk: 700hPa ~ 1060hPa
Bescherming tegen binnendringen	IP27, Het eerste cijfer 2: Beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen van 12,5 mm en groter. Het tweede cijfer 7: Beschermd tegen de gevolgen van tijdelijke onderdompeling in water.
Classificatie	Type BF


Temperatuur meten

1. Druk eenmaal op de ON/OFF-toets om de thermometer te activeren. Je hoort een pieptoon.
2. Op het display verschijnt achtereenvolgens: '188,8°C' de laatst gemeten temperatuur '37,0' (voor interne kalibratie) 'LO' en knipperend '°C' (*)
3. Plaats de thermometer in het gekozen lichaamsdeel om je temperatuur te meten.
4. Als je een pieptoon hoort (na ongeveer 10 seconden), is je temperatuur geregistreerd.
 - Als je lichaamstemperatuur normaal is, hoor je 10 piepjes
 - Als uw lichaamstemperatuur hoger is dan normaal (≥37,8°C), hoort u 10x3 piepjes.
5. Druk op de ON/OFF toets om de thermometer uit te schakelen. (De thermometer schakelt automatisch uit na ongeveer 10 minuten).

*: Als de kamertemperatuur hoger is dan 32,0°C, wordt de kamertemperatuur weergegeven in plaats van 'Lo'.

Meting onder de tong:

Plaats de thermometer onder de tong, zo ver mogelijk naar links of rechts achteraan.
Een temperatuurmeting onder de tong is ongeveer 0,5°C lager dan een rectale meting.



Meting onder de arm:

Zorg dat de oksel droog is en plaats de thermometer onder de arm. De sensor moet de huid raken. Houd je arm gekruist voor je borst.
Een temperatuurmeting onder de tong is ongeveer 1,0°C lager dan een rectale meting.

Rectale meting

Breng de sensor van de thermometer voorzichtig in (maximaal 1,25 cm).

Problemen oplossen

Fout Bericht	Probleem	Oplossing
Lo	Temperatuur gemeten is lager dan 32,0°C	Schakel uit, wacht een minuut en neem een nieuwe temperatuur op via nauw contact en voldoende
Hi	De gemeten temperatuur is hoger dan 42,9°C	Schakel uit, wacht een minuut en neem een nieuwe temperatuur op via nauw contact en voldoende
Err	Het systeem werkt niet goed	Ontlaad de batterij, wacht 1 minuut en laad de batterij opnieuw op. Neem contact op met de verkoper voor service als de melding opnieuw verschijnt.
	Batterij leeg: het batterijpictogram knippert, kan niet worden gemeten	De batterij kan niet worden vervangen. Vervang de volledige thermometer.

Bewaren en schoonmaken

Reinig de thermometer voor en na gebruik met een zachte doek en alcohol of een koud sopje. De thermometer kan kort in water of alcohol worden ondergedompeld (niet weken of steriliseren). Bewaar de thermometer in het speciale etui.

CE

De conformiteitsverklaring is beschikbaar op:
https://commaxx-certificates.com/doc/bc20_doc.pdf

Verwijdering van het apparaat



Aan het einde van de levenscyclus van het product mag u dit product niet bij het normale huisvuil gooien, maar moet u het product naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur brengen.

Waarschuwingen:

- Lees de instructies grondig door voordat u de digitale thermometer gebruikt.
- Verstikkingsgevaar: Thermometerdop en batterij kunnen dodelijk zijn als ze worden ingeslikt. Laat kinderen dit apparaat niet gebruiken zonder ouderlijk toezicht.
- Gebruik de thermometer niet in het oor. Het apparaat is alleen bedoeld voor orale, rectale en okselmetingen.
- Plaats de batterij van de thermometer niet in de buurt van extreme hitte aangezien deze kan exploderen.
- Verwijder de batterij uit het apparaat als u het langere tijd niet gebruikt.
- Het gebruik van temperatuurmetingen voor zelfdiagnose is gevaarlijk. Raadpleeg uw arts voor de interpretatie van de resultaten. Zelfdiagnose kan leiden tot verergering van bestaande ziektes.
- Probeer geen metingen uit te voeren wanneer de thermometer nat is, aangezien dit kan leiden tot onnauwkeurige metingen.
- Bijt niet in de thermometer. Dit kan leiden tot breuk en/of letsel.
- Probeer de thermometer niet te demonteren of te repareren. Dit kan onnauwkeurige metingen tot gevolg hebben.
- Desinfecteer de thermometer na elk gebruik, vooral als het apparaat door meer dan één persoon wordt gebruikt.
- Forceer de thermometer niet in het rectum. Stop met inbrengen en breek de meting af als er pijn optreedt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot letsel.
- Gebruik de thermometer niet oraal na rectaal gebruik.
- Gebruik de apparaten niet oraal bij kinderen van twee jaar of jonger.
- Als het toestel werd opgeslagen bij temperaturen hoger dan 5°C~40°C, laat het dan ongeveer 15 minuten in een omgevingstemperatuur van 5°C~40°C alvorens het te gebruiken.
- Gebruik van deze apparatuur naast of gestapeld op andere apparatuur moet vermeden worden omdat dit kan leiden tot een onjuiste werking. Als dergelijk gebruik noodzakelijk is, moeten deze apparatuur en de andere apparatuur in de gaten worden gehouden om te controleren of ze normaal functioneren.
- PORTABLE RF-communicatieapparatuur (inclusief randapparatuur zoals antennekabels en externe antennes) mag niet dichterbij 30 cm (12 inch) bij enig onderdeel van de [ME UITRUSTING of ME SYSTEEM] worden gebruikt, inclusief

kabels die door de MANUFACTURER zijn gespecificeerd. Anders kunnen de prestaties van deze apparatuur verslechteren.

- Het is niet bedoeld voor gebruik in een zuurstofrijke omgeving en in aanwezigheid van een ontvlambaar anesthesiemengsel met lucht, zuurstof of lachgas.
- Leg de thermometer niet in direct zonlicht of met watten, anders wordt de nauwkeurigheid beïnvloed.
- ME-apparatuur mag niet worden gereinigd en gedesinfecteerd terwijl deze in gebruik is.
- Elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan met betrekking tot het apparaat moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

Garantie

Op de Alecto BC20 thermometer heeft u een garantie van 24 maanden vanaf de datum van aankoop. Gedurende deze periode garanderen wij de kosteloze reparatie van defecten veroorzaakt door materiaal- en fabricagefouten. Dit alles onderworpen aan de eindbeoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN: Raadpleeg eerst de gebruikershandleiding als u een defect opmerkt. Neem contact op met de leverancier van deze thermometer of neem contact op met de klantenservice van Alecto via het internet www.alecto.nl

VERVALT DE GARANTIE: In geval van onjuist gebruik, onjuiste aansluitingen, lekkende en/of onjuist geïnstalleerde batterijen, gebruik van niet-originele onderdelen of accessoires, nalatigheid en in geval van defecten veroorzaakt door vocht, brand, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. In geval van ongeoorloofde wijzigingen en/of reparaties uitgevoerd door derden. In geval van onjuist transport van het apparaat zonder adequate verpakking en wanneer het apparaat niet vergezeld is van deze garantiekaart en het aankoopbewijs. Alle verdere aansprakelijkheid, in het bijzonder met betrekking tot gevolgschade, is uitgesloten.

Verklaring van conformiteit

Commax verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type Alecto BC20 in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://commaxx-certificates.com/doc/bc20_doc.pdf

JOYTECH Healthcare Co, Ltd. No.365, Wuzhou Road, 311100 Hangzhou, provincie Zhejiang, VOLKSREPUBLIC CHINA. Model DMT4320.

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa) Eiffestrasse 80, 20537 EC REP Hamburg, Duitsland

Het product voldoet aan de vereisten van MDR(EU)2017/745, "0123" is het identificatienummer van de aangemelde instantie.

Ingevoerd door: Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Nederland



Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NC
Kerkrade, The Netherlands



Service / Help ? www.alecto.nl
support.alectobaby.nl

Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NC
Kerkrade, The Netherlands



Service / Help ? www.alecto.nl
support.alectobaby.nl

