


Alecto

BC20

Instrukcja obsługi

WAŻNE WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKÓW

TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO - PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE



1. Czujnik temperatury
2. Wyświetlacz LCD
3. Przycisk włączania/wyłączania



Wyświetlacz temperatury



Wyświetlanie pamięci temperatury



Wskazanie baterii

Wprowadzenie

Termometr Alecto BC20 jest termometrem cyfrowym opracowanym w celu pomiaru temperatury w możliwie najprostszy i najdokładniejszy sposób. Termometry cyfrowe są przeznaczone do pomiaru temperatury ciała ludzkiego w trybie regularnym doustnie, doodbytniczo i pod pachą. Urządzenia te są wielokrotnego użytku do użytku klinicznego lub domowego u osób w każdym wieku, w tym dzieci poniżej 8 roku życia pod nadzorem osoby dorosłej. Aby uzyskać najbardziej wiarygodne wyniki, należy dokładnie przestrzegać niniejszych instrukcji. Aby uzyskać najdokładniejszy odczyt temperatury, zalecamy użycie termometru doodbytniczego. Chociaż ogólnie przyjęta „normalna” temperatura wynosi 37,0°C, temperatura ciała może wahać się od 36,1°C do 37,2°C. Wahania temperatury mogą być spowodowane takimi czynnościami, jak uprawianie sportu, palenie tytoniu, jedzenie i picie, a także zależą od części ciała, w której mierzona jest temperatura. W przypadku pomiaru doustnego temperatura ciała jest zazwyczaj o 0,5°C niższa niż w przypadku pomiaru doodbytniczego, podczas gdy temperatura mierzona pod pachą jest o 1,0°C niższa. Temperatura ciała jest niższa rano niż wieczorem.

Specyfikacje

Zakres temperatur	32.0°C - 42.9°C
Dokładność	±0,1°C dla 35,5°C~42,0°C w temperaturze otoczenia 18°C~28°C ±0,2°C dla innych zakresów pomiarowych i otoczenia
Pamięć	Do przechowywania ostatniej zmierzonej wartości
Bateria	1x 1,5 V DC. Bateria guzikowa (rozmiar LR41 lub SR41, UCC 392)
Żywotność baterii	Około 200 godzin ciągłej pracy lub 1 rok przy 3 pomiarach dziennie
Wymiary	13,9 x 2,3 x 1,3 cm (dł. x szer. x wys.)
Waga	Około 13 gramów wraz z baterią
Przewidywany okres użytkowania	3 lata
Zakres działania w otoczeniu	Temperatura: 5°C~40°C Wilgotność względna: 15% ~ 95% RH Ciśnienie atmosferyczne: 700hPa ~ 1060hPa
Warunki przechowywania i transportu	Temperatura: -20°C~55°C, Wilgotność względna: 15% ~ 95% wilgotności względnej, Ciśnienie atmosferyczne: 700hPa ~ 1060hPa
Stopień ochrony przed wnikaniem	IP27, pierwsza cyfra 2: Ochrona przed ciałami stałymi o wielkości 12,5 mm i większymi. Drugi numer 7: Ochrona przed skutkami tymczasowego zanurzenia w wodzie.
Klasyfikacja	Typ BF


Pomiar temperatury

- Naciśnij przycisk ON/OFF jeden raz, aby włączyć termometr. Usłyszysz sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawią się kolejno: „188,8°C” ostatnio zmierzona temperatura „37,0” (do wewnętrznej kalibracji) „LO” i migające „°C” (*).
- Umieść termometr w wybranej części ciała, aby zmierzyć temperaturę.
- Gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy (po około 10 sekundach), temperatura została zarejestrowana.
 - Jeśli temperatura ciała jest normalna, usłyszysz 10 sygnałów dźwiękowych
 - jeśli temperatura ciała jest wyższa niż normalna (≥37,8°C), usłyszysz 10x3 sygnały dźwiękowe.
- Naciśnij przycisk ON/OFF, aby wyłączyć termometr. (Termometr wyłączy się automatycznie po około 10 minutach).

*: Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż 32,0°C, zamiast „Lo” wyświetlona zostanie temperatura w pomieszczeniu.

Pomiar pod językiem:

Umieść termometr pod językiem, jak najdalej z lewej lub prawej strony. Temperatura mierzona pod językiem jest o ok. 0,5°C niższa niż temperatura mierzona w odbycie.



Pomiar pod pachą:

Upewnij się, że pachy jest sucha i umieść termometr pod pachą. Czujnik musi dotykać skóry. Trzymaj rękę skrzyżowaną przed klatką piersiową. Temperatura zmierzona pod językiem jest o ok. 1,0°C niższa niż temperatura zmierzona doodbytniczo.

Pomiar doodbytniczy

Delikatnie wsuń czujnik termometru (maksymalnie 1,25 cm).

Rozwiązywanie problemów

Błąd Komunikat	Problem	Rozwiązanie
Lo	Zmierzona temperatura jest niższa niż 32,0°C	Wyłączyć, odczekać minutę i zmierzyć nową temperaturę przez bliski kontakt i wystarczającą ilość czasu.
H ₁	Zmierzona temperatura jest wyższa niż 42,9°C	Wyłącz, odczekaj minutę i zmierz nową temperaturę poprzez bliski kontakt i wystarczającą ilość.
Err	System nie działa prawidłowo	Rozładować baterię, odczekać 1 minutę i ponownie ją zasilić. Jeśli komunikat pojawi się ponownie, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania serwisu
	Rozładowana bateria: ikona baterii miga, nie można dokonać pomiaru	Nie można wymienić baterii. Należy wymienić cały termometr.

Przechowywanie i czyszczenie

Termometr należy czyścić przed i po użyciu, używając miękkiej szmatki i alkoholu lub zimnej wody z mydłem. Termometr można na krótko zanurzyć w wodzie lub alkoholu (nie moczyć ani nie sterylizować). Termometr należy przechowywać w specjalnym etui.

CE

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem:
https://commaxx-certificates.com/doc/bc20_doc.pdf

Utylizacja urządzenia



Po zakończeniu cyklu życia produktu nie należy wyrzucać go do zwykłych śmieci domowych, lecz oddać do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ostrzeżenia:

- Przed użyciem termometru cyfrowego należy dokładnie przeczytać instrukcję.
- Ryzyko zadławienia: Połknięcie nasadki termometru i baterii może być śmiertelne. Nie należy pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia bez nadzoru rodziców.
- Nie używać termometru w uchu. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do pomiarów w jamie ustnej, odbycie i pod pachami.
- Nie należy umieszczać baterii termometru w pobliżu źródeł ciepła, ponieważ może ona eksplodować.
- Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterię.
- Wykorzystywanie odczytów temperatury do autodiagnozy jest niebezpieczne. Interpretację wyników należy skonsultować z lekarzem. Samodiagnoza może prowadzić do pogorszenia istniejących stanów chorobowych.
- Nie należy dokonywać pomiarów, gdy termometr jest mokry, ponieważ może to spowodować niedokładne odczyty.
- Nie gryźć termometru. Może to doprowadzić do złamania i/lub obrażeń.
- Nie należy podejmować prób demontażu lub naprawy termometru. Może to spowodować niedokładne odczyty.
- Po każdym użyciu należy zdezynfekować termometr, zwłaszcza jeśli urządzenie jest używane przez więcej niż jedną osobę.
- Nie należy wkładać termometru do odbytu na siłę. Przerwać wprowadzanie i przerwać pomiar, gdy pojawi się ból. Niezastosowanie się do tego zalecenia może prowadzić do obrażeń.
- Nie używać termometru doustnie po użyciu doodbytniczym.
- W przypadku dzieci w wieku dwóch lat lub młodszych nie należy używać urządzenia doustnie.
- Jeśli urządzenie było przechowywane w temperaturze powyżej 5°C~40°C, przed użyciem należy pozostawić je w temperaturze otoczenia 5°C~40°C na około 15 minut.
- Należy unikać używania tego urządzenia w sąsiedztwie lub w stosie z innymi urządzeniami, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie. Jeśli takie użycie jest konieczne, należy obserwować to urządzenie i inne urządzenia, aby sprawdzić, czy działają normalnie.
- Przenośny sprzęt komunikacyjny RF (w tym urządzenia peryferyjne, takie jak kable antenowe i anteny zewnętrzne) nie powinien być używany bliżej niż 30 cm (12 cali) od jakiegokolwiek części [ME EQUIPMENT lub ME SYSTEM], w tym kabli określonych przez PRODUCENTA. W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia wydajności tego urządzenia.

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w środowisku bogatym w tlen i w obecności łatwopalnej mieszaniny środka znieczulającego z powietrzem, tlenem lub podtlenkiem azotu.
- Nie należy wystawiać termometru na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub waty, ponieważ może to wpłynąć na jego dokładność.
- Sprzęt ME nie powinien być czyszczony ani dezynfekowany podczas użytkowania.
- Wszelkie poważne incydenty związane z urządzeniem należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym znajduje się użytkownik i/lub pacjent.

Gwarancja

Gwarancja na termometr Alecto BC20 wynosi 24 miesiące od daty zakupu. W tym okresie gwarantujemy bezpłatną naprawę usterek spowodowanych błędami materiałowymi i wykonawczymi. Wszystko to podlega ostatecznej ocenie importera.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA: W przypadku zauważenia jakiegokolwiek usterki należy najpierw zapoznać się z instrukcją obsługi. Należy skontaktować się z dostawcą tego termometru lub z działem obsługi klienta Alecto za pośrednictwem Internetu www.alecto.nl.

GWARANCJA TRACI WAŻNOŚĆ: W przypadku niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowych połączeń, nieszczelnych i/lub nieprawidłowo zainstalowanych baterii, użycia nieoryginalnych części lub akcesoriów, zaniedbania oraz w przypadku usterek spowodowanych wilgocią, pożarem, powodzią, uderzeniem pioruna i klęskami żywiołowymi. W przypadku nieautoryzowanych modyfikacji i/lub napraw wykonywanych przez osoby trzecie. W przypadku nieprawidłowego transportu urządzenia bez odpowiedniego opakowania oraz gdy do urządzenia nie dołączono niniejszej karty gwarancyjnej i dowodu zakupu. Wszelka dalsza odpowiedzialność, w szczególności za szkody następne, jest wykluczona.

Deklaracja zgodności

Niniejszym firma Commax oświadcza, że urządzenie radiowe typu Alecto BC20 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod https://commax-certificates.com/doc/bc20_doc.pdf następującym adresem internetowym:

JOYTECH Healthcare Co., Ltd. No.365, Wuzhou Road, 311100 Hangzhou, prowincja Zhejiang, CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA. Model DMT4320.

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestrasse 80, 20537 EC REP Hamburg, Niemcy

Produkt jest zgodny z wymogami MDR(EU)2017/745, „0123” to numer identyfikacyjny jednostki notyfikującej.

Importowane przez: Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Holandia



Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NC
Kerkrade, The Netherlands



Service / Help ?
support.alectobaby.nl
www.alecto.nl

Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NC
Kerkrade, The Netherlands



Service / Help ?
support.alectobaby.nl
www.alecto.nl

