


Alecto

BC20
Instruktionsbok

VIKTIGA ANVÄNDARTIPS

ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK - LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING



1. Temperaturgivare
2. LCD-display
3. På/av-knapp



Visning av temperatur



Visning av temperaturminne



Batteriindikering

Introduktion

Termometern Alecto BC20 är en digital termometer som är utvecklad för att mäta din temperatur så enkelt och exakt som möjligt. De digitala termometrarna är avsedda att mäta den mänskliga kroppstemperaturen i vanligt läge oralt, rektalt och under armen. Enheterna är återanvändbara för kliniskt bruk eller hemmabruk på människor i alla åldrar, inklusive barn under 8 år under uppsikt av en vuxen. För att få de mest tillförlitliga resultaten måste dessa instruktioner följas noggrant. För den mest exakta temperaturavläsningen rekommenderar vi att termometern används rektalt. Även om den allmänt accepterade "normala" temperaturen är 37,0°C, kan kroppstemperaturen variera från 36,1°C till 37,2°C. Temperaturfluktuationer kan bero på aktiviteter som sport, rökning, ätande och drickande, och beror också på vilken del av kroppen som temperaturen tas på. Vid oral mätning är kroppstemperaturen i allmänhet 0,5°C lägre än vid rektal mätning, medan en temperatur som mäts under armhålan är 1,0°C lägre. Din temperatur är lägre på morgonen än på kvällen.

Specifikationer

Temperaturområde	32,0°C - 42,9°C
Noggrannhet	±0,1°C för 35,5°C~42,0°C vid 18°C~28°C omgivande drift ±0,2°C för andra mätområden och omgivande drift
Minne	För lagring av det senast uppmätta värdet
Batteri	1x 1,5 V DC. Knappbatteri (storlek LR41 eller SR41, UCC 392)
Batteriets livslängd	Cirka 200 timmars kontinuerlig drift eller 1 år med 3 mätningar per dag
Mått och dimensioner	13,9 x 2,3 x 1,3 cm (L x B x H)
Vikt	Cirka 13 gram inklusive batteri
Förväntad livslängd	3 år
Driftsområde i omgivande miljö	Temperatur: 5°C~40°C Relativ luftfuktighet: 15%~95% RH Atmosfäriskt tryck: 700hPa ~ 1060hPa
Förvarings- och transportförhållanden	Temperatur: -20°C~55°C Relativ luftfuktighet: 15%~95%RH Atmosfäriskt tryck: 700hPa ~ 1060hPa
Skyddsklassning mot intrång	IP27, Den första num.2:Skyddad mot fasta främmande föremål på 12,5 mm och större. Den andra num.7:Skyddad mot effekterna av tillfällig nedsänkning i vatten
Klassificering	Typ BF


Mätning av din temperatur

1. Press the ON/OFF key once to activate the thermometer. You will hear a beep.
2. The display shows in succession: '188.8°C' the last measured temperature '37,0' (for internal calibration) 'LO' and flashing 'C' (*)
3. Place the thermometer in the chosen body part to measure your temperature.
4. When you hear beeps (in approximately 10 seconds), your temperature has been recorded.
 - If your body temperature is normal, you will hear 10 beeps
 - if your body temperature is above normal (≥37.8°C), you will hear 10x3 beeps.
5. Press the ON/OFF key to switch off the thermometer. (The thermometer will switch off automatically after approx. 10 minutes).

*: If the room temperature is higher than 32.0°C, the room temperature will be shown instead of 'Lo'.

Mätning under tungan:

Placera termometern under tungan, så långt bak som möjligt till vänster eller höger. En temperatur som tas under tungan är ca 0,5°C lägre än en temperatur som tas rektalt.



Mätning under armen:

Se till att armhålan är torr och placera termometern under armen. Sensorn måste vidröra huden. Håll armen korsad framför bröstet. En temperatur som tas under tungan är ca 1,0°C lägre än en temperatur som tas rektalt.

Rektal mätning

För in termometerns sensor försiktigt (max 1,25 cm)

Felsökning

Felmedde lande	Problem med	Lösning
Lo	Den uppmätta temperaturen är lägre än 32,0°C	Stäng av, vänta en minut och ta ny temperatur via närkontakt och tillräcklig
H _i	Den uppmätta temperaturen är högre än 42,9°C	Stäng av, vänta en minut och ta en ny temperatur via närkontakt och tillräckligt
Err	Systemet fungerar inte korrekt	Ta ur batteriet, vänta 1 minut och sätt på det igen. Om meddelandet visas igen, kontakta återförsäljaren för service
	Dött batteri: Batteriikonen blinkar, kan inte mätas	Batteriet kan inte bytas ut. Vänligen byt ut hela termometern.

Förvaring och rengöring

Rengör termometern före och efter användning med en mjuk trasa och alkohol eller kallt tvålatten. Termometern kan sänkas ned i vatten eller alkohol under en kort stund (får inte blötläggas eller steriliseras). Förvara termometern i specialfodralet.

CE

Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på:
https://commaxx-certificates.com/doc/bc20_doc.pdf

Bortskaffande av enheten



I slutet av produktens livscykel ska du inte slänga den här produkten i de vanliga hushållssoporna utan lämna den till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska produkter.

Varningar och försiktighetsåtgärder:

- Läs instruktionerna noggrant innan du använder den digitala termometern.
- Risk för kvävning: Termometers lock och batteri kan vara dödliga om de sväljs. Låt inte barn använda denna enhet utan föräldrars tillsyn.
- Använd inte termometern i örat. Den är endast avsedd för avläsning i munnen, ändtarmen och armhålan (axillan).
- Placera inte termometers batteri i närheten av extrem värme eftersom det kan explodera.
- Ta ut batteriet ur enheten när den inte ska användas under en längre tid.
- Det är farligt att använda temperaturavläsningar för självdiagnos. Rådgör med din läkare för tolkning av resultaten. Självdiagnostisering kan leda till att befintliga sjukdomstillstånd förvärras.
- Försök inte mäta när termometern är våt, eftersom det kan leda till felaktiga avläsningar.
- Bit inte i termometern. Om du gör det kan den gå sönder och/eller skadas.
- Försök inte att ta isär eller reparera termometern. Detta kan leda till felaktiga avläsningar.
- Desinficera termometern efter varje användning, särskilt om den används av mer än en person.
- Tvinga inte in termometern i ändtarmen. Avbryt införandet och avbryt mätningen om du känner smärta. Underlåtenhet att göra detta kan leda till skada.
- Använd inte termometern oralt efter att ha använts rektalt.
- För barn som är två år gamla eller yngre, använd inte enheterna oralt.
- Om enheten har förvarats i temperaturer över 5°C ~ 40°C, låt den stå i en omgivningstemperatur på 5°C ~ 40°C i ca 15 minuter innan du använder den.
- Användning av denna utrustning intill eller staplad på annan utrustning bör undvikas eftersom det kan leda till felaktig drift. Om sådan användning är nödvändig, ska denna utrustning och den andra utrustningen observeras för att kontrollera att de fungerar normalt.
- Bärbar RF-kommunikationsutrustning (inklusive kringutrustning såsom antennkablar och externa antenner) får inte användas närmare än 30 cm (12 tum) från någon del av [MEUTRUSTNING eller ME-SYSTEM], inklusive kablar som specificerats av TILLVERKAREN. I annat fall kan det leda till försämrad prestanda för denna utrustning.
- Den är inte avsedd att användas i syrerik miljö och i närvaro av brandfarliga

anestesiblandningar med luft, syre eller lustgas.

- Placera inte termometern i direkt solljus eller med bomullsull, eftersom noggrannheten då kan påverkas.
- ME-utrustningen ska inte rengöras eller desinficeras när den används.
- Alla allvarliga incidenter som har inträffat i samband med utrustningen ska rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad.

Garanti

För termometern Alecto BC20 gäller en garanti på 24 månader från inköpsdatum. Under denna period garanterar vi kostnadsfri reparation av defekter som orsakats av material- och tillverkningsfel. Allt detta underkastas importörens slutliga bedömning.

HUR DU SKA HANDHÅLLA: Om du upptäcker något fel ska du först läsa bruksanvisningen. Kontakta leverantören av denna termometer eller kontakta Alectos kundtjänst via Internet www.alecto.nl

UPPHÖR GARANTIN ATT GÄLLA: Vid felaktig användning, felaktiga anslutningar, läckande och/eller felaktigt installerade batterier, användning av delar eller tillbehör som inte är originaldelar, vårdslöshet och vid defekter som orsakats av fukt, brand, översvämning, blixtnedslag och naturkatastrofer. Vid obehöriga modifieringar och/eller reparationer utförda av tredje part. Vid felaktig transport av enheten utan adekvat förpackning och när enheten inte åtföljs av detta garantikort och inköpsbevis. Allt ytterligare ansvar, särskilt för eventuella följdskador, är uteslutet.

Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar Commax att radioutrustningstypen Alecto BC20 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: https://commaxx-certificates.com/doc/bc20_doc.pdf

JOYTECH Healthcare Co, Ltd. No.365, Wuzhou Road, 311100 Hangzhou, Zhejiang Province, FOLKREPUBLIKEN KINA. Modell DMT4320.

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestrasse 80, 20537 EC REP Hamburg, Tyskland

Produkten överensstämmer med kraven i MDR(EU)2017/745, "0123" är identifikationsnumret för det anmälda organet.

Importerad av: Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Nederländerna



Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NC
Kerkrade, The Netherlands



Service / Help ?
support.alectobaby.nl
www.alecto.nl

Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NC
Kerkrade, The Netherlands



Service / Help ?
support.alectobaby.nl
www.alecto.nl

