



**12**

**Storage**

16-25°C 60-77°F	≤ 4°C ≤ 39°F	≤ -18°C ≤ 0°F
4h	3d	180d

### NL

#### Algemeen

De moedermelk bewaarzakjes van Alecto zijn bedoeld om moedermelk te bewaren, vervoeren en opwarmen voordat het aan de baby gegeven wordt.

#### Tips

Schrijf voor het vullen de naam, datum en het volume op het bewaarzakje.

Vul het zakje tot maximaal 220 ml. Moedermelk zet namelijk uit tijdens het invriezen.

Als je de melk onderweg mee wilt nemen, kun je de melk in een koeltas met bevoren koelementen maximaal 24 uur bewaren.

Om lekkage te voorkomen dien je ervoor te zorgen dat er geen melk op de sluiting van het zakje komt. Schud het flesje voorzichtig om eventueel gescheiden vet door de melk te mengen.

#### Waarschuwingen

Warm de moedermelk bewaarzakjes **NOOIT** op in de magnetron!

Verwarm de moedermelk **NOOIT** in een pan met kokend water. Vitamines, mineralen en andere belangrijke bestanddelen zullen dan verloren gaan. Laat de bevoren melk **NOOIT** ontdooken bij kamertemperatuur! Dit i.v.m. bacterievorming.

De moedermelk bewaarzakjes zijn voor eenmalig gebruik. Het product mag **NIET** worden hergebruikt!

#### Hygiëne

Zorg ervoor dat je handen gewassen zijn met water en zeep voordat je het moedermelk bewaarzakje aanraakt. Droog je handen met een wegwerpdoekje. Raak de binnenkant van het bewaarzakje **NIET** aan.

#### Materiaal

CPP (gegoten Polypropyleen). Bevat geen ftalaten, SCCD, BPA of BPS.

### EN

#### General

The mother milk storage bags from Alecto are intended to store, transport and warm mother milk before giving it to the baby.

#### Tips

Write the name, date and volume on the storage bags before filling.

Fill the mother milk bag to a maximum of 220 ml, this is because mother milk expands during freezing.

If you would like to take the mother milk with you on the go, you can keep it in a cool bag with frozen cooling elements for up to 24 hours.

To prevent leakage, make sure that no milk spills on the zip lock closure of the bag.

Shake the bottle gently to mix any separated fat with the milk.

#### Warnings

NEVER warm up the mother milk storage bags in the microwave!

NEVER heat mother milk in a pan of boiling water as vitamins, minerals and other important nutrients will be lost.

NEVER let frozen milk thaw at room temperature! This is because of the formation of bacteria.

The mother milk storage bags are for single use only. The product may **NOT** be reused!

#### Hygiene

Make sure your hands are washed with soap and water before touching the mother milk storage bag. Dry your hands with a disposable tissue.

DO NOT touch the inside of the mother milk storage bag.

#### Material

CPP (Cast Polypropylene). Contains no phthalates, SCCD, BPA or BPS.

**FR**

## **Caractéristiques Générales**

Les sachets de conservation du lait maternel d'Alecto sont destinés à conserver, transporter et réchauffer le lait maternel avant de le donner au bébé.

### **Conseils**

Inscrivez le nom, la date et le volume sur les sachets de conservation avant de les remplir.

Remplissez le sachet pour lait maternel jusqu'à un maximum de 220 ml, car le lait maternel augmente pendant la congélation.

Si vous souhaitez emporter le lait maternel lors de vos déplacements, vous pouvez le conserver dans un sachet isotherme avec des éléments réfrigérants pendant 24 heures maximum.

Pour éviter les fuites, veillez à ce que le lait ne se déverse pas sur la fermeture à glissière du sachet.

Secouez doucement la bouteille pour mélanger toute graisse séparée avec le lait.

### **Avertissements**

Ne réchauffez JAMAIS les sachets de conservation du lait maternel au micro-ondes !

Ne faites JAMAIS chauffer le lait maternel dans une casserole d'eau bouillante, car les vitamines, les minéraux et autres nutriments importants seraient détruits.

Ne laissez JAMAIS le lait congelé décongeler à température ambiante ! Ceci en raison de la formation de bactéries.

Les sachets de conservation du lait maternel sont destinés à un usage unique. Le produit ne peut PAS être réutilisé !

### **Hygiène**

Veillez à vous laver les mains à l'eau et au savon avant de toucher le sachet de conservation du lait maternel. Séchez vos mains avec un mouchoir en papier jetable.

NE touchez PAS l'intérieur du sachet de conservation du lait maternel.

### **Matériaux**

CPP (Polypropylène moulé). Ne contient pas de phtalates, de SCCD, de BPA ou de BPS.

**DE**

## **Allgemein**

Die Muttermilchauflaufbewahrungsbeutel von Alecto sind für die Aufbewahrung, den Transport und das Aufwärmen von Muttermilch vor der Babyfütterung bestimmt.

### **Tipps**

Schreiben Sie vor der Muttermilchabfüllung den Namen, das Datum und das Volumen auf die Aufbewahrungsbeutel.

Füllen Sie maximal 220 ml in einen Aufbewahrungsbeutel, weil sich Muttermilch beim Gefrieren ausdehnt.

Wenn Sie Muttermilch für unterwegs mitnehmen möchten, dann können Sie die Aufbewahrungsbeutel zusammen mit Kühlpacks für bis zu 24 Stunden in einer Kühlertasche aufbewahren.

Versichern Sie sich, dass keine Milch aus dem Zippverschluss des Aufbewahrungsbeutels ausläuft, um einem Auslaufen vorzubeugen.

Schütteln Sie die Flasche vorsichtig, um evtl. von der Milch getrenntes Fett wieder zu vermischen.

### **Warnhinweise**

Wärmen Sie die Muttermilch NIEMALS in der Mikrowelle auf!

Erhitzen Sie NIEMALS Muttermilch in einem Topf mit kochendem Wasser, weil dadurch Vitamine, Mineralien und andere wichtige Nährstoffe verlorengehen.

Lassen Sie gefrorene Milch NIEMALS bei Raumtemperatur auftauen! Der Grund dafür ist die Bildung von Bakterien.

Die Muttermilchauflaufbewahrungsbeutel sind nur für eine einmalige Verwendung bestimmt. Das Produkt kann NICHT wiederverwendet werden!

### **Hygiene**

Vergessen Sie nicht, vor dem Berühren der Muttermilchauflaufbewahrungsbeutel Ihre Hände mit Seife und Wasser zu waschen. Trocken Sie Ihre Hände mit einem Wegwerfpapier.

Berühren Sie NICHT die Innenseite des Muttermilchauflaufbewahrungsbeutels.

### **Material**

CPP (Ungerecktes Polypropylen). Enthält keine Phthalate, SCCD, BPA oder BPS.

**ES**

## **General**

Las bolsas de almacenamiento de leche materna de Alecto están diseñadas para guardar, transportar y calentar leche materna antes de dársela al bebé.

### **Consejos**

Escriba el nombre, la fecha y el volumen en las bolsas de almacenamiento antes de llenarlas.

Llene la bolsa de leche materna hasta un máximo de 220 ml; esto se debe a que la leche materna se expande durante la congelación.

Si desea llevar la leche materna con usted mientras viaja, puede guardarlo en una bolsa fresca con elementos de refrigeración congelados hasta 24 horas.

Para evitar fugas, asegúrese de que no se derrama leche en el cierre con cremallera de la bolsa.

Agite la bolsa suavemente para mezclar cualquier grasa que se haya separado de la leche.

### **Advertencias**

¡NUNCA caliente las bolsas de almacenamiento de leche materna en el microondas

¡NUNCA caliente la leche materna en una cazuela de agua hirviendo ya que se perderán las vitaminas, minerales y otros nutrientes importantes.

¡NUNCA deje que la leche congelada se descongele a temperatura ambiente. Esto se debe a la formación de bacterias.

Las bolsas de almacenamiento de leche materna son solo para un único uso. ¡NO se puede reutilizar el producto!

### **Higiene**

Asegúrese de lavarse las manos con agua y jabón antes de tocar la bolsa de almacenamiento de leche materna. Séquese las manos con un pañuelo desechable.

NO toque el interior de la bolsa de almacenamiento de leche materna.

### **Material**

CPP (polipropileno cast). No contiene ftalatos, SCCD, BPA o BPS.

**IT**

## **Generale**

I sacchetti per la conservazione del latte materno di Alecto sono destinati a conservare, trasportare e riscaldare il latte materno prima di darlo al bambino.

### **Suggerimenti**

Scrivere il nome, la data e il volume sui sacchetti prima di riempirli.

Riempire il sacchetto del latte materno fino a un massimo di 220 ml, questo perché il latte materno si dilata durante il congelamento.

Se vuoi portare con te il latte materno in viaggio, puoi tenerlo in una borsa termica con elementi refrigeranti congelati fino a 24 ore.

Per evitare perdite, assicurarsi che non vi siano fuoriuscite di latte sulla chiusura a cerniera della borsa.

Agitare delicatamente la bottiglia per mescolare il grasso separato con il latte.

### **Avvertenze**

NON riscaldare MAI i sacchetti per la conservazione del latte materno nel microonde!

Non scaldare MAI il latte materno in una pentola di acqua bollente poiché andranno persi vitamine, minerali e altri importanti nutrienti.

Non lasciate MAI scongelare il latte congelato a temperatura ambiente! Ciò è dovuto alla formazione di batteri.

I sacchetti per la conservazione del latte materno sono esclusivamente monouso. Il prodotto NON può essere riutilizzato!

### **Igiene**

Assicurarsi di lavarsi le mani con acqua e sapone prima di toccare il sacchetto per la conservazione del latte materno. Asciugarsi le mani con un fazzoletto usa e getta.

NON toccare l'interno del sacchetto per la conservazione del latte materno.

### **Material**

CPP (polipropilene colato). Non contiene ftalati, SCCD, BPA o BPS.

**DK**

## **Generelt**

Poserne til opbevaring af modernmælk fra Alecto er beregnet til opbevaring, transport og opvarmning af modernmælk, inden den gives til barnet.

## **Tips**

Skriv navn, dato og mængde på opbevaringsposerne, før de fyldes.

Fyld modernmælksposen op til maksimalt 220 ml. Dette skyldes, at modernmælk udvider sig, når det fryses ned.

Hvis du gerne vil have modernmælken med dig på farten, kan du opbevare den i en kølepose med frosne kølelementer i op til 24 timer.

For at undgå lækage skal du sørge for, at der ikke spildes mælk på posens lynlåslukning.

Ryst flasken forsigtigt for at blande eventuelt udskilt fedtstof med mælken.

## **Advarsler**

Opvarm ALDRIG poserne til opbevaring af modernmælk i mikrobølgeovnen! Opvarm ALDRIG modernmælk i en gryde med kogende vand, da vitaminer, mineraler og andre vigtige næringsstoffer vil gå tabt.

Lad ALDRIG frossen mælk tø op ved stuetemperatur! Dette skyldes, at der kan dannes bakterier.

Poserne til opbevaring af modernmælk er kun til engangsbrug. Produktet må IKKE genbruges!

## **Hygiejne**

Sørg for at vaske hænder med vand og sæbe, før du rører ved posen til opbevaring af modernmælk.

Tør hænderne med køkkenrulle.

Rør IKKE ved indersiden af posen til opbevaring af modernmælk.

## **Materiale**

CPP (støbt polypropylen). Indeholder ingen phthalater, SCCD, BPA eller BPS.

**SW**

## Allmänt

Förvaringspåsarna för modersmjölk från Alecto är avsedda att förvara, transportera och värma modersmjölken innan den ges till barnet.

## Tips

Skriv namn, datum och volym på förvaringspåsarna innan de fylls på.

Fyll påsen för modersmjölk med max. 220 ml. Detta beror på att modersmjölken expanderar när den fryses.

Modersmjölken kan förvaras i en kylväska med frysblock i upp till 24 timmar om du vill ta med dig den på språng.

Se till att ingen mjölk spills på påsens zip-lås för att förhindra läckage.

Skaka flaskan försiktigt för att blanda eventuellt separerat fett med mjölken.

## Varningar

Värmt ALDRIG upp påsar med modersmjölk i mikrovågsugnen!

Värmt ALDRIG modersmjölk i en kastrull med kokande vatten då vitaminer, mineraler och andra viktiga näringssämnen går förlorade.

Låt ALDRIG fryst mjölk tina i rumstemperatur! Gör inte detta då det skapar bakterier.

Förvaringspåsar för modersmjölk är endast för engångsbruk. Produkten får INTE återanvändas!

## Hygien

Se till att tvätta händerna med tvål och vatten innan du rör vid förvaringspåsen för modersmjölk. Torka händerna med pappershanddukar.

Rör INTE vid insidan av förvaringspåsen för modersmjölk.

## Material

CPP (Cast-polypropen). Innehåller inga ftalater, SCCD, BPA eller BPS.